

## 採檢管皆附說明書(綠色袋子內)

### 如何採取糞便檢體

2021/10版

#### 1. 採便棒的準備

請在採便棒及綠色外袋上寫下姓名、採便日。小心的轉開上蓋並拉出採便棒。

NAME: 姓名

M/F: 男生(M); 女生(F)




#### 2. 排便前準備

準備數張衛生紙並鋪好，以避免採便汙染。



#### 3. 採集糞便

採便棒水平置於糞便表面來回刮取數次將凹槽填滿至少如米粒般大小即可



#### 4. 插回採便棒

慢慢地小心的將採便棒插回，並將上蓋旋緊。

請勿重覆打開採便棒  
避免導致錯誤的結果。



#### 5. 儲存

將採便棒裝入綠色外袋並保存於2-8°C冷藏或陰暗處，盡快送檢分析。

注意事項：1. 為了確保測試的準確性，如無法冷藏請盡可能的避光並遠離高溫。  
2. 遇痔瘡出血或女性生理期請暫勿採檢。  
3. 硬便及水便請勿採檢。

★糞便不行沾到水(可以馬桶往前坐或地上鋪一張紙，解在紙上面)

★★★檢體米粒大小即可，勿太多